



Fundusze Europejskie
dla placówek
oświatowych

BIOFEEDBACK
oferta dla przedszkoli

Zestaw do terapii EEG Biofeedback i HEG Biofeedback

Biofeedback to metoda pozwalająca na prowadzenie profesjonalnego treningu mózgu. Terapia biofeedback wykorzystywana jest w zajęciach mających na celu: poprawę szybkości uczenia się, naukę rozwiązywania problemów szkolnych, w pracy z uczniem z dysleksją, dysortografią, ADHD, ADD, problemami z procesami poznawczymi takimi jak koncentracja, pamięć oraz uwaga.


W zestawie znajdują się akcesoria do treningów uwagi i koncentracji HEG Biofeedback. Dołączone są również unikalne na rynku, specjalne plansze reaktywne *"Imagine Infinity"* stworzone z pomocą sztucznej inteligencji, wykorzystywane do treningów biofeedback.

DLA KOGO

- ADHD, ADD, dysleksja, zaburzenia lękowe,
- zaburzenia funkcji poznawczych,
- zaburzenia koncentracji,
- deficyty uwagi,
- dzieci zdrowe w celu poprawy funkcjonowania umysłu,
- problemy emocjonalne,
- dzieci nieradzące sobie ze stresem.

OBSZARY WSPARCIA

- poprawa pamięci,
- zwiększona odporność na stres,
- wzrost efektywności uczenia się,
- wyciszenie psychiczne i emocjonalne,
- poprawa umiejętności panowania nad emocjami,
- przyspieszenie efektywności innych terapii.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU BIOFEEDBACK:

- możliwość podłączenia aparatu HEG Biofeedback (hemoencefalografia) w technologii nIR,
- posiada minimum 90 animacji/gier z możliwością rozszerzenia o kolejne, plansze reaktywne stworzone z pomocą sztucznej inteligencji, gry do Biofeedbacku (5 sztuk) stworzone przez wytwórnię filmów fabularnych,
- możliwość stymulacji dźwiękowej przy pomocy dudnień binauralnych,
- możliwość samodzielnego dołączania do systemu animacji z Internetu, muzyki mp3, testów filmów DVD, CD,
- możliwość implementowania do systemu skryptów terapeutycznych przygotowanych przez innych terapeutów.

Zestaw do terapii EEG Biofeedback i HEG Biofeedback

APARATURA

- ▶ **Zestaw EEG Biofeedback Infiniti 2 z mini QEEG:**
 - koder ProComp 2,
 - oprogramowanie zarządzające BioGraph Infiniti z EEG Suite,
 - czujnik EEG-Z,
 - komplet elektrod do mini QEEG,
 - zestaw przewodów do 2 kanałowego EEG,
 - 1 x pasta NUPREP i 1 x żel TEN 20 ,
 - okablowanie,
 - podręcznik użytkownika,
- ▶ **HEG Biofeedback z planszami Imagine Infinity,**
- ▶ **Zabawka biofeedback "Wibrująca poduszka" do pracy z najmłodszymi pacjentami wraz z programem do obsługi zabawki,**
- ▶ **Zestaw komputerowy:** laptop, monitor, mysz.



PAKIET SZKOLEŃ DLA 1 OSOBY DO ZESTAWU BIOFEEDBACK

- Szkolenie EEG Biofeedback I stopnia
- Szkolenie HEG Biofeedback w terapii ADHD, ADD

ŁĄCZNIE: 52 h godzin dydaktycznych

