



Aktywna Tablica

2020 - 2024

Oferta zestawów do terapii

oferta
2024

Biofeedback

EEG-Biofeedback i Biofeedback fizjologiczny umożliwiają kontrolę reakcji organizmu, jak aktywność mózgu czy napięcie mięśniowe. Uczniowie mogą uczyć się ich świadomej regulacji poprzez sesje terapeutyczne, co może wspomagać nauczycieli w spersonalizowanym wsparciu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

Dla kogo?

Dla dzieci z:

- ADHD, ADD, dysleksją, zaburzeniami lękowymi,
- zaburzeniami funkcji poznawczych,
- zaburzeniami koncentracji,
- problemami emocjonalnymi,
- deficytem uwagi,
- dzieci nieradzące sobie ze stresem.

Obszary wsparcia

- poprawa pamięci,
- zwiększona odporność na stres,
- wzrost efektywności uczenia się,
- wyciszenie psychiczne i emocjonalne,
- poprawa umiejętności panowania nad emocjami,
- przyspieszenie efektywności innych terapii.

Proponowane zestawy

Zestaw do EEG-Biofeedback

Zestaw do terapii składa się z:

EEG Biofeedback Ifiniti 2 z mini QEEG oraz z plansz reaktywnych do terapii biofeedback (**IMAGINE INFINITY**)

Zestaw można rozszerzyć poprzez zakup dodatkowych opcji rozbudowy:

- **HEG** Biofeedback
- **RSA (HRV)** Biofeedback
- **Stress Control**
- **Gry** do Biofeedbacku
- **Laptop** do zestawu

Biofeedback fizjologiczny

Zestaw do terapii składa się z:

urządzenia eVu TPS, licencji Biograph Ifiniti dla TPS oraz oprogramowania **DeStress Suite**.

Zestaw umożliwia naukę samoregulacji i kontroli stresu. Obejmuje skrypty do oceny stresu, ekrany treningowe dla Biofeedbacku i relaksacji oraz pomiar trzech wartości jednocześnie: zmienności rytmu serca (**HRV**), przewodnictwa skóry (**SC**) i temperatury ciała.

Metoda Warnkego

Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę. Unikatowość metody stosowanej przez terapeutów wynika z zaangażowania pacjenta w trening (ćwiczący nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce). Metoda pozwala na prowadzenie treningu aktywnego jak i pasywnego, co istotne jest u dzieci z SPE.

Dla kogo?

- dzieci z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej oraz osoby, u których dysleksję już zdiagnozowano,
- dzieci, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia,
- osoby z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD).

Obszary wsparcia

- poprawa szybkości uczenia się,
- pomoc w nauce czytania i pisania,
- lepsze zapamiętywanie informacji podawanych drogą słuchową, wzrokową,
- poprawa koordynacji oko-ręka i słuchowo-ruchowej,
- stymulacja uwagi i poprawa czasu reakcji.

Proponowane zestawy

Zestaw do kompleksowej screeningowej diagnozy i terapii

Zestaw zawiera kompletny system **BrainCentral** (aparatura + oprogramowanie) z dwoma modułami: **Brain Audiometr** i **Alpha-Trainer**, umożliwiającymi diagnozę oraz prowadzenie treningu słuchowego oraz unikalnego treningu zlateralizowanego czytania. Dodatkowo, zawiera zestaw narzędzi terapeutycznych, takich jak **"Test selektywności percepcji WTT"** do diagnozowania automatyzacji funkcji słuchowych oraz program komputerowy **"Test i trening selektywności percepcji WWTT"** do diagnozowania i treningu różnicowania spółgłosek o podobnym brzmieniu, narzędzia do diagnozy, **tablice logopedyczne** i materiały ćwiczeniowe. Do zestawu dołączone są dwa typy urządzeń do treningu 8 podstawowych funkcji słuchowych **Brain-Boy Universal** oraz urządzenie **Audio-Trainer3000**, które posiada opcję włączenia dźwięków zakłócających podczas treningu (szumów, głosów).

Metoda Warnkego

Proponowane zestawy

Zestaw do diagnozy i treningu słuchowego

Zestaw składa się z systemu **BrainCentral** (z modułem Brain-Audiometr do diagnozy i treningu słuchowego), zestawu **pomocy dydaktycznych** do terapii oraz urządzenia oraz urządzenia do treningu domowego **Audio-Trainer3000** umożliwiającego włączenie w każdym treningu słuchowym dźwięków zakłócających.

Zestaw do przesiewowej diagnozy i treningu lateralnego

Zestaw składa się z systemu **BrainCentral** (z modułem Alpha-Trainer, który oferuje możliwość przeprowadzania treningu lateralizowanego czytania), urządzenia **Brain-Boy Universal** do treningu 8 funkcji słuchowych oraz zestawu **pomocy dydaktycznych** do terapii.

Zestaw do treningu słuchowego

Zestaw składa się z urządzenia do treningu słuchowego umożliwiającego trening 8 funkcji podstawowych **Brain-Boy Universal** oraz urządzenia **AudioTrainer3000** umożliwiającego włączenie w każdym treningu słuchowym dźwięków zakłócających.

Opcja dodatkowa

Zestawy do Metody Warnkego można doposażyć w **laptop**:
(laptop bez napędu DVD/monitor 24, mysz).



Eye Tracking z Sensomotoryką

Analiza ruchów gałek ocznych umożliwia terapeutom wykrywanie trudności w koncentracji i dostosowywanie interwencji do indywidualnych potrzeb uczniów. Połączenie Eye Trackingu z Sensomotoryką zapewnia skuteczną pomoc terapeutyczną poprzez poprawę efektywności układu nerwowego.

Dla kogo?

Eye Tracking:

- dzieci z dysleksją, ADHD, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.

Sensomotoryka:

- dzieci z niewłaściwą koordynacją, słabą precyzją ruchów, niezgrabnością ruchową, problemami w planowaniu ruchu.

Obszary wsparcia

Eye Tracking:

- usprawnienie treningu wodzenia wzrokiem oraz doskonalenie umiejętności wykonywania ruchów celowych.

Sensomotoryka:

- poprawa koordynacji psychoruchowej, efektywności funkcjonowania układu nerwowego.

Proponowane zestawy

(można rozszerzyć poprzez zakup laptopa)

Zestaw do treningu sensomotorycznego i słuchowego

Zestaw składa się z urządzenia **MediBalance Pro** wraz z pakietem 15 gier oraz z urządzenia do indywidualnego treningu słuchowego umożliwiającego trening 8 funkcji podstawowych **Brain-Boy Universal**.

Zestaw do treningu fiksacji wzroku i koncentracji

Zestaw składa się z specjalistycznego urządzenia do śledzenia wzroku **EyeTracker Irisbond for Windows** wraz z oprogramowaniem i programami treningowymi ("Uwaga", "Patrzanie", "Eksploracja", "Uczenie się wyborów").

Zestaw do treningu słuchowego

Zestaw składa się z urządzenia do treningu słuchowego umożliwiającego trening 8 funkcji podstawowych **Brain-Boy Universal** oraz urządzenia **AudioTrainer3000** umożliwiającego włączenie w każdym treningu słuchowym dźwięków zakłócających.

**Jesteś zainteresowany/a
zestawem lub chcesz uzyskać
indywidualną ofertę?**

Skontaktuj się z nami

